



www.playa-loca.com

COMPOSITION :

100% COTON SERRE 145 GR/M2

ELASTIQUE LYCRA 50D AJUSTABLE EN FAISANT UN NOEUD

ORIGINE :

Fabrication artisanale française

SPECIFICATIONS :

3 COUCHES DE COTON SUPERPOSEES

Aucune couture sur la zone nez bouche

Masques réalisés selon la recommandation AFNOR.

Il s'agit de masques dits "grand public", qui ne doivent en aucun cas être utilisés en milieu hospitalier et n'ont fait l'objet d'aucun test de conformité. Ils sont cependant réalisés selon les recommandations de l'AFNOR en suivant le modèle fourni par cet organisme de certification dans le cadre d'une fabrication artisanale.

Ils doivent être complétés par les autres gestes barrières et la distanciation sociale.

ENTRETIEN :

l'AFNOR recommande un lavage à 60° durant 30 minutes, suivi d'un séchage au sèche linge ou à l'air libre puis d'un repassage à une température adaptée au tissu.

Les masques souillés peuvent être stockés dans un contenant fermé en attendant d'être lavés avec d'autres textiles tels que serviettes de toilette, draps ... (pour éviter de les laver un à un).



www.playa-loca.com

Même lavable, le masque en tissu n'est pas utilisable indéfiniment, au moindre signe d'usure, il faut le jeter préférablement en le plaçant dans un double emballage.

Veillez à la bonne utilisation du masque :

Installation du masque en tissu :

Se laver les mains soigneusement à l'eau et au savon avant la manipulation du masque

Déplier le masque, le tenir uniquement par les élastiques

Positionner le masque sur le nez, la bouche et le menton

Accrocher le masque : passer les élastiques derrière les oreilles en les ajustant préalablement (par nœuds)

Ajuster le au contour du nez avec vos deux index

Assurer l'étanchéité du masque : le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts

Retrait du masque en tissu :

Retirer le masque en ne touchant que les élastiques

Pendant toute la durée d'utilisation du masque, il faut réprimer le réflexe de le toucher, sous peine de devoir se relaver les mains à chaque fois. Il ne faut pas non plus le laisser pendre à son cou comme un foulard.

Même pour un masque en tissu, la durée maximale d'utilisation recommandée est de 4 heures. C'est pourquoi l'AFNOR suggère de partir avec 3 masques, pour une personne passant la journée dehors, un pour le matin, un pour l'après midi et un de secours.

Attention, pour des raisons de sécurité il est interdit de masquer les enfants de moins de 3 ans.